

MODALITÀ DI RACCOLTA TAMPONE URETRALE

CONTENITORE

Il Laboratorio Analisi fornisce 1 kit di prelievo COPAN e un sistema di prelievo per Chlamydia

RACCOLTA ED EVENTUALE CONSERVAZIONE

- Accurata pulizia dei genitali esterni
- È preferibile eseguire il prelievo al mattino, prima di urinare (o, in alternativa, dopo almeno 2 ore dall'ultima minzione)
- Inserire il tampone nel meato uretrale (per circa 1-2 cm nell'uomo) e ruotarlo per pochi secondi, ripetere eventualmente con gli ulteriori tamponi
- Una volta effettuato il prelievo, inserire il tamponcino nella provetta (tappo arancio) e spezzarlo all'altezza della linea marcata. Riavvitare
- Per la ricerca della Chlamydia utilizzare il secondo tamponcino (tappo verde), una volta effettuato il prelievo, reinserirlo nella sua provetta
- Consegnare in laboratorio preferibilmente entro 1 ora.
- Per periodi più lunghi (fino a 24 ore) conservare il sistema COPAN a temperatura ambiente (ricerca del Gonococco), il sistema per Chlamydia in frigorifero.

SE SI DESIDERA USUFRUIRE DEL S.S.N.

“Tampone uretrale” è intesa come ricerca simultanea di:

- «90.86.4 Batteri in campioni biologici diversi ricerca microscopica»
- «91.03.5 Neisseria gonorrhoeae esame colturale»
- «91.03.6 Micoplasmi urogenitali esame colturale»
- «90.90.1 Chlamydie ricerca diretta»

La ricerca di eventuali altri agenti patogeni deve essere specificata sulla richiesta (90.93.4)

N.B.: PER GLI ESAMI COLTURALI IN CASO DI POSITIVITÀ È DOVUTA UNA DIFFERENZA AL RITIRO PER IDENTIFICAZIONE E ABG.