

**URINOCOLTURA CON CATETERE A PERMANENZA**  
MODALITÀ DI RACCOLTA

**CONTENITORE**

Contenitore sterile con tappo a vite, da acquistare in farmacia.

**RACCOLTA ED EVENTUALE CONSERVAZIONE**

- Pinzare a circa 1 cm dalla fine del canale di uscita del catetere (oppure chiuderne l'estremità con il tappo) per almeno 1 ora.
- Raccogliere nel contenitore sterile le urine, dopo averne lasciato defluire la prima parte che va scartata.
- Consegnare in Laboratorio preferibilmente entro 1 ora
- Per periodi più lunghi fino 24 ore conservare in frigorifero.

**SE SI DESIDERA USUFRUIRE DEL S.S.N.**

Specificare sull'impegnativa (secondo il Nomenclatore-Tariffario):

«90.94.2 Urinocoltura ,eventuale identificazione e antibiogramma»