

MODALITÀ DI RACCOLTA
FECI – SCOTCH TEST

CONTENITORE

Un vetrino, un bastoncino piatto, sacchetto doppia tasca per il trasporto di materiale infetto forniti dal Laboratorio Analisi e scotch trasparente (non il tipo bianco opaco)

RACCOLTA ED EVENTUALE CONSERVAZIONE

- La sera precedente l'esame non applicare borotalco o creme
- Eseguire il prelievo al mattino, subito dopo il risveglio, prima di fare il bidet e/o di defecare
- Applicare la parte adesiva di un pezzetto di scotch trasparente alle pliche anali aiutandosi con il bastoncino piatto, lasciare in sede per almeno 30". Far aderire quindi la parte adesiva dello scotch sul lato della lunghezza del vetrino, metterlo in una busta a doppia tasca.
- Consegnare in Laboratorio preferibilmente entro 1 ora
- Per periodi più lunghi (fino a 24 ore) conservare, senza l'aggiunta di nessun fissativo, in frigorifero.
- A prelievo ultimato lavarsi bene le mani in quanto le uova degli ossiuri sono infettanti.

SE SI DESIDERA USUFRUIRE DEL S.S.N.

Specificare sull'impegnativa (secondo il Nomenclatore-Tariffario):

«90.93.2 Enterobius vermicularis ricerca microscopica»

In alternativa, può essere sufficiente anche solo "**scotch test.**"