

MODALITÀ DI RACCOLTA  
**TAMPONE DA SOLCO BALANO-PREPUZIALE**

**CONTENITORE**

. Il laboratorio Analisi fornisce il sistema COPAN

**RACCOLTA ED EVENTUALE CONSERVAZIONE**

- Evitare qualsiasi toilette dei genitali
- È preferibile eseguire il prelievo al mattino, prima di urinare; in alternativa, dopo almeno 2 ore dall'ultima minzione
- Inserire il tamponcino nel solco e ruotarlo per pochi secondi
- Consegnare in Laboratorio preferibilmente entro 1 ora
- Per periodi più lunghi fino a 24 ore conservare in frigorifero

**SE SI DESIDERA USUFRUIRE DEL S.S.N.**

Specificare sull'impegnativa (secondo il Nomenclatore-Tariffario):

«90.93.4 Esame colturale tampone da solco balano-prepuziale più eventuale Antibiogramma.

Questa dizione comprende la coltura per Candida.

**N.B.:** PER GLI ESAMI CULTURALI IN CASO DI POSITIVITÀ È DOVUTA UNA DIFFERENZA AL RITIRO PER IDENTIFICAZIONE E ABG