

MODALITÀ DI RACCOLTA
FECI – PARASSITI

AVVERTENZE

Sono escluse dalla ricerca parassiti solo le uova degli “*Ossiuri*”, per le quali si prevede l’esecuzione di «scotch test» (con le apposite istruzioni di prelievo).

È raccomandabile, specie per sospetto di *Giardia*, la raccolta di 5 campioni in contenitori e giorni diversi (meglio se alterni)

In presenza di sospette proglottidi di *Tenia* isolarle in un contenitore sterile con tappo a vite e consegnare in Laboratorio

CONTENITORE

Kit fornito dal Laboratorio Analisi

RACCOLTA ED EVENTUALE CONSERVAZIONE

Fare riferimento alle istruzioni allegate al kit.

Consegnare in laboratorio entro 1 ora.

Per periodi più lunghi fino a 24 ore conservare in frigorifero .

SE SI DESIDERA USUFRUIRE DEL S.S.N.

Specificare sull’impegnativa (secondo il Nomenclatore-Tariffario):

«91.05.4 Parassiti intestinali ricerca microscopica»